


Techno Rise Corp. Single Side Scrub Polishing Cleaning

装置概要

本装置は、バキュームチャック部に固定されたチップ、ウェーハをディスクタイプベルクリンと活性剤により、スクラブ洗浄する手動装置である。

実験用小口径ウェーハ・チップの簡易的な洗浄に最適です。

特徴



(1)片面スクラブ洗浄機

ベルクリン純水により、洗浄を行い、ウェーハ中心部から N2 を噴きかけながらスピン乾燥まで行えるスクラブ洗浄手動装置です。

1. ワーク固定方式

チャック(吸着部)が交換式の為、ワークに合わせて吸着固定だけではなくピンタイプの固定も可能です。

2. オプション

各種要求に合わせた装置のカスタマイズ化が可能です。

(1) 耐薬品仕様

(2) 操作パネル内蔵式(タッチパネル操作)

(3) オシレーション揺動装置

など用途に合わせて選択することができます。

仕様

チャック径	φ 150mm
ベルクリン径	φ 84mm
スピン回転速度	0 ~ 1000r/min
スクラブ回転速度	0 ~ 100r/min
上下加圧機構	エアシリンダー
機械寸法 (標準)	400W × 450D × 900Hmm

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20 フロンティアビル 5F

TEL 045-949-5008 FAX 045-949-6008

Techno Rise Corp.

5F Frontier Bldg. 1-2-20 Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 224-0041 Japan

TEL 81-45-949-5008 FAX 81-45-949-6008

